

PERFORATION



ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ



ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΩΤΙΑΣ


ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ
ΠΗΓΗ O₂ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ




ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ
ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ




ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΤΕ ΤΟΝ
ΣΩΛΗΝΑ O₂



ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ, ΣΠΙΘΕΣ Ή
ΕΣΤΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ
ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΧΩΡΟ



ΜΕΤΑΦΟΡΑ




ΤΙ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ:

• Διαρροή ή
τεχνικό
πρόβλημα
!?



• Το Οξυγόνο
τελειώνει



VitalAire O₂
Support programme