

PERFORATION



ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

## ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ



### ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΩΤΙΑΣ


ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ  
ΠΗΓΗ O<sub>2</sub> ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ



ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ  
ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ




ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΤΕ ΤΟΝ  
ΣΩΛΗΝΑ O<sub>2</sub>



ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ, ΣΠΙΘΕΣ Ή  
ΕΣΤΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ  
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΗ ΠΡΙΖΑ




ΤΙ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ:

• Συναγερμός


!?



• Πτώση τάσης



Αν χρειαστεί



VitalAire O<sub>2</sub>  
Support programme

