

SeQual® Eclipse™ 5

ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ



ΟΞΥΓΟΝΟ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

Το SeQual® Eclipse 5 αποτελεί την τελευταία γενιά των φορητών συμπυκνωτών οξυγόνου με δυνατότητα συνεχούς αλλά και παλμικής ροής. Τα συμπαγή εσωτερικά του μέρη, είναι πιο αξιόπιστα από ποτέ καθιστώντας το Eclipse 5 την απόλυτη φορητή λύση που διασφαλίζει την κλινική απόδοση.

Οξυγόνο που επαρκεί για όλους

Με παραγωγή συνεχούς ροής μέχρι και 3.0 LPM, παλμικής ροής από 1 έως 9 και με δύναμη παλμού έως και 192 mL, το υψηλότερο της κατηγορίας του, το Eclipse™ 5 μπορεί να καλύψει τους περισσότερους ασθενείς δίνοντάς τους απεριόριστη αυτονομία.

Μια πραγματική ιστορία

Το Eclipse™ 5 είναι ανθεκτικό αρκετά ώστε να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και να χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της νύχτας, στο σπίτι και στο ταξίδι. — Μία ενιαία λύση.

Η δυνατότητα της συνεχής ροής αποκλείει τον κίνδυνο αποκορεσμού κατά την διάρκεια της νύχτας, και η υψηλή ένταση παλμού επιτρέπει ακόμα και στους πιο απαιτητικούς ασθενείς να είναι δραστήριοι με την φορητή συσκευή και την μεγάλη διάρκεια μπαταρίας.

Ασυναγώνιστα Κλινικά Χαρακτηριστικά

Η τεχνολογία autoSAT® ανιχνεύει τον ρυθμό αναπνοής και αυτόματα ρυθμίζει την ταχύτητα του μοτέρ ώστε πάντα να αποδίδεται η απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου. Αυτό βοηθά να διατηρείται σταθερό το μίγμα FiO₂, ακόμα και στις πιο υψηλές απαιτήσεις.

Το Eclipse™ 5 αποδίδει οξυγόνο που είναι κομμένο και ραμμένο για τον καθένα ξεχωριστά. Η ευαισθησία καθώς και η ταχύτητα με την οποία αποδίδεται ο παλμός μπορούν να ρυθμιστούν για την μέγιστη άνεση.




CAIRE[®]
A Chart Industries Company

Λεωφόρος Μεσογείων 165, Αθήνα

TK: 11526

Τηλ: 2106720400

www.vitalaire.gr

 **Air Liquide**
HEALTHCARE

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ

- Αποδεδειγμένη αξιοπιστία και Αντοχή για 24ωρη λειτουργία
- Ιδανικό για ταξίδια και ενδοносοκομειακή χρήση
- Διαγνωστικοί συναγερμοί για εύκολη επισκευή
- Ένδειξη καθαρότητας O₂
- Μια αξιόπιστη επιλογή για χρήση 24 ώρες το 24ωρο

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

- Τροφοδοσία AC, DC ή από μπαταρία
- Στον αυτοκίνητο διατίθενται όλες οι ροές ενώ η μπαταρία φορτίζει όταν η ροή είναι ≤ 2 LPM
- 2 ώρες αυτονομία στα 2 LPM με την μονή μπαταρία
- Πάνω από 5 ώρες αυτονομίας στην ρύθμιση παλμού 2
- Τροχήλατο καρότσι για εύκολη μεταφορά
- Πιστοποίηση FAA

ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τεχνολογία αιχμής autoSAT™
- Ρυθμιζόμενη ευαισθησία
- Ρυθμιζόμενος χρόνος απόδοσης παλμού
- Ένταση παλμού έως και 192 mL
- Υψηλότερη ένταση παλμού από όλους τους φορητούς συμπυκνωτές
- Ιδανικό για ασθενείς πνευμονικής αποκατάστασης



SPECIFICATIONS

Continuous Flow	0.5–3.0 LPM
Pulse Flow	Settings 1–6 (16–96 mL) Settings 7–9 (128–192 mL)
Weight w/Battery	18.4 lbs (8.3 kg)
Dimensions	19.3 x 12.3 x 7.1 inches (49.0 x 31.2 x 18.0 cm)
O₂ Concentration	90% (+5.5 / -3 %)
Sound Level	40 dB(A) @ Pulse Setting 3
Operating Temp.	50°F to 104°F (10°C to 40°C)
Operating Altitude	Up to 13,123 ft (4,000 m)
Battery Duration	LPM Continuous – 2 Hours Setting 2 Pulse – 5.1 Hours
Battery Re-Charge	2–5 hours dependent upon flow
AC Power	100–240 VAC, 50–60Hz
DC Power	12 V Nominal
Power Draw	145 W @ 3 LPM, 45 W Battery Charging
Warm-Up Time	< 5 Minutes
Warranty	3 Years Eclipse 5 1 Year Battery & Accessories
Maintenance Schedule	HEPA, Air Inlet, Compressor Intake Filters – 1 Year Replacement

ORDERING INFORMATION

Eclipse™ 5 Includes: Portable Concentrator, Power Cartridge (Battery), AC Power Supply & Cord, DC Power Supply, Removable Cart, Accessory Bag, Spare Intake Filter, Nasal Cannula

6900-SEQ USA
6900LN-SEQ USA – 2 Batteries
6900AU-SEQ Australian
6900-C1-SEQ European (EN, FR, DU, ES, IT, PT, NL)
6900-C2-SEQ European (SV, DA, NO, FI)
6900-08-SEQ UK
6900-20-SEQ Swiss

other countries' power supplies may be available - contact customer service

ACCESSORIES

7082-SEQ Spare Battery
5010-SEQ Travel Case
5052-SEQ Protective Cover
5220-SEQ Wheelchair Pack
5991-SEQ Cart
7104-SEQ Accessory Bag
5942-SEQ DC Power Supply
7112-SEQ Desktop Charger (US)
20554079 Desktop Charger (EU)
20554077 Desktop Charger (UK)
Cords Included
5941-SEQ AC Power Supply (US)
20553100 AC Power Supply (EU)
20553098 AC Power Supply (UK)
Cord Included

Cord Included


CAIRE[®]
A Chart Industries Company

Λεωφόρος Μεσογείων 165, Αθήνα

TK: 11526

Τηλ: 2106720400

www.vitalaire.gr


Air Liquide
HEALTHCARE