

ΝΕΑ VisionAire™ 2, 3 & 5 (Μοντέλο 2018)

Σταθεροί συμπυκνωτές Οξυγόνου

VisionAire™ 2 — για παιδιατρικές ανάγκες

Το VisionAire 2 υποστηρίζει τις παιδιατρικές ανάγκες με δύο τύπων ροόμετρα ακριβείας. Το βασικό ροόμετρο διαθέτει διαβαθμίσεις 1/8 LPM με κλίμακα από 1/8 LPM έως και 2 LPM με έντονες χαραγές για εύκολη αναγνώριση, και είναι κατάλληλος και για ενήλικες όταν απαιτείται χαμηλή κατανάλωση και χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας. Η επόμενη επιλογή περιλαμβάνει ροόμετρο με διαβαθμίσεις του 1/10 και με ροές από 0.10 LPM έως και 1.0 LPM.

Ελαφρύς μικρός και οικονομικός στα 3 & 5 LPM

Τα VisionAire 3 και 5 είναι από τα πιο οικονομικά μοντέλα σταθερών συμπυκνωτών στην αγορά. Παρέχουν ροές έως 3 LPM και έως 5 LPM, αντίστοιχα και λειτουργούν σχεδόν αθόρυβα προσφέροντας μεγάλη ικανοποίηση στο σπίτι του ασθενή.

Η εταιρεία μας και εσείς έχουμε από καιρό θέσει τους ποιοτικούς στόχους, οι οποίοι και επιτυγχάνονται πλήρως με την ανανεωμένη σειρά VisionAire 3 & 5.

Εξοικονόμηση κόστους – μηδενική συντήρηση

Μπορείτε να ζήσετε την ασφάλεια της μηδενικής συντήρησης καθώς όλη η γνώση και η εμπειρία της Airser έχει χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την συσκευή υψηλής τεχνολογίας. Αυτό σας εξασφαλίζει ότι θα πάρετε το καλύτερο από την συσκευή σας εκμηδενίζοντας τις όποιες βλάβες καθώς και τον χρόνο αποκατάστασης σε περίπτωση βλάβης.

Η τεχνολογία αυτών των συσκευών δεν χρησιμοποιεί φίλτρα και συμπυκνώνει όλη την τεχνολογία του καθαρισμού οξυγόνου σε μία μικρή συσκευή ευχαριστώντας τον ασθενή και τον γιατρό. Γλιτώστε χρόνο και χρήματα με την οικογένεια του Visionaire.

Πρώτα η ασφάλεια

Ένα backup ροόμετρο στο εσωτερικό της συσκευής παρακολουθεί συνεχώς την ροή για μεγαλύτερη ακρίβεια και σωστή ρύθμιση, κλειδώνοντας την ροή και προστατεύοντας από αστοχίες. Ο κάθε συμπυκνωτής είναι εξοπλισμένος με ρελέ ασφαλείας, ωρομετρική διπλής λειτουργίας (ώρες χρήσης/συνολικές ώρες) και ασφαλές σύστημα συναγερμών.

Χαρακτηριστικά

Πολύ οικονομικό μοντέλο 3 LPM (175 W) & 5 LPM (290 W)

Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός — 13.6 kg

Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία 40 dBA

Δεν χρειάζεται συντήρηση

Φωτεινή ένδειξη καθαρότητας οξυγόνου



Καλέστε 2106720400 για παραγγελία ή επισκεφθείτε μας στο κατάστημά μας Λεωφόρος Μεσογείων 165, Αθήνα για να επιλέξουμε το κατάλληλο για εσάς.



VitalAire™ 2, 3 & 5

Συμπαγείς σταθεροί συμπυκνωτές οξυγόνου

Χαρακτηριστικά

	VitalAire 2	VitalAire 3	VitalAire 5
Συμπύκνωση Οξυγόνου*	Έως και 1 LPM με 95.0% +0.5%/-3%; 2 LPM με 90% +5.5%/-3%	0.5-3 λίτρα το λεπτό με 90% + 5.5/-3%	1-5 λίτρα το λεπτό με 90% + 5.5/-3%
Διαστάσεις cm	52.8 x 35.8 x 29.2	52.8 x 35.8 x 29.2	52.8 x 35.8 x 29.2
Βάρος	13.6 kg. Βάρος με κούτα - 16.7 kg	13.6 kg. Βάρος με κούτα - 16.7 kg	13.6 kg. Βάρος με κούτα - 16.7 kg
Ηλεκτρικά	115 V, 60 Hz, 200 watts 230 V, 50 Hz, 200 watts 230 V, 60 Hz, 200 watts	100 V, 50/60 Hz, 175 watts 115 V, 60 Hz, 175 watts 230 V, 50 Hz, 175 watts 230 V, 60 Hz, 175 watts	115 V, 60 Hz, 3 amps, 290 watts 220-240 V, 50 Hz, 1.5 amps, 290 watts 230 V, 60 Hz, 1.5 amps, 290 watts
Στάθμη Θορύβου	40 dBA	40 dBA	40 dBA
Συναγερμοί	Διακοπή ρεύματος, Υψηλή και Χαμηλή πίεση, υψηλή θερμοκρασία, διακοπή ροής, χαμηλή καθαρότητα οξυγόνου	Διακοπή ρεύματος, Υψηλή και Χαμηλή πίεση, υψηλή θερμοκρασία, διακοπή ροής, χαμηλή καθαρότητα οξυγόνου	Διακοπή ρεύματος, Υψηλή και Χαμηλή πίεση, υψηλή θερμοκρασία, διακοπή ροής, χαμηλή καθαρότητα οξυγόνου
Σχετική υγρανση	Έως και 95%	Έως και 95%	Έως και 95%

* Βασισμένο σε ατμοσφαιρική πίεση 14.7 psia (101 kPa) στους 21 °C. Η λειτουργία της συσκευής έξω από τα όρια θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσει την απόδοση

ΕΓΓΥΗΣΗ: Τρία (3) χρόνια με δυνατότητα επέκτασης στα πέντε (5) έτη. Άμεση επισκευή στις εγκαταστάσεις μας στον Ασπρόπυργο Αττικής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: CE 0459; ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003-certified.

ΚΩΔΙΚΟΙ

Περιγραφή	Κωδικός	Περιγραφή	Κωδικός
VitalAire 2 with oxygen monitor (115 V, 60 Hz unit)	AS096-8	VitalAire 5 (115 V, 60 Hz unit)	AS098-1
VitalAire 3 (230 V, 50 Hz unit)	AS096-1	VitalAire 5 (220-240 V, 50 Hz unit)	AS098-2
VitalAire 3 with oxygen monitor (230 V, 50 Hz unit)	AS096-2	VitalAire 5 (230 V, 60 Hz unit)	AS098-3
VitalAire 3 with oxygen monitor;		VitalAire 5 with oxygen monitor (115 V, 60 Hz unit)	AS098-4
UK-style power cord (230 V, 60 Hz unit)	AS096-3	VitalAire 5 with oxygen monitor (220-240 V, 50 Hz unit)	AS098-5
VitalAire 3 with oxygen monitor;		VitalAire 5 with oxygen monitor (230 V, 60 Hz unit)	AS098-6
Japan-style power cord (100 V, 50/60 Hz unit)	AS096-4	VitalAire 5 with air outlet (115 V, 60 Hz unit)	AS098-707
VitalAire 3 with oxygen monitor (230 V, 60 Hz unit)	AS096-5	VitalAire 5 with air outlet (220-240 V, 50 Hz unit)	AS098-708
VitalAire 3 (115 V, 60 Hz unit)	AS096-6	VitalAire 5 with air outlet (230 V, 60 Hz unit)	AS098-709
VitalAire 3 with oxygen monitor (115 V, 60 Hz unit)	AS096-7	VitalAire 5 with oxygen monitor and air outlet (115 V, 60 Hz unit)	AS098-710
		VitalAire 5 with oxygen monitor and air outlet (220-240 V, 50 Hz unit)	AS098-711
		VitalAire 5 with oxygen monitor and air outlet (230 V, 60 Hz unit)	AS098-712

VitalAire Hellas
Θέση Στεφάνι, Ασπρόπυργος
Αττική, ΤΚ:19300
Τηλ: 2106720400
Fax: 2106720444

VitalAire Hellas
Μεσογείων 165, Αθήνα
Αττική, ΤΚ:11525
Τηλ: 2106720400
Fax: 2106982066