

NE γόνο παντού & πάντα



Το σύστημα Inogen One G3
(IS-300):

- ✓ 2,2 Kgr
- ✓ Ρύθμιση Ροής απο 1 έως 5
- ✓ Ενιαία λύση για το σπίτι και το ταξίδι

Καλέστε μας τώρα στο 210 6720 400
για να επιλέξουμε μαζί ποιό Inogen σας ταιριάζει

Ενωθείτε με τους χιλιάδες χρήστες Οξυγόνου
που ανέκτησαν την ελευθερία τους.
Καλέστε μας τώρα στο 210 6720 400
για Δωρεάν δοκιμή της συσκευής στο χώρο σας
ή επισκεφθείτε μας στο κατάστημά μας
Λεωφ. Μεσογείων 165, Αθήνα
για να επιλέξουμε μαζί, το Inogen
που σας ταιριάζει.

ΖΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ!!

Η Inogen είναι επίσημος συνεργάτης του group Air Liquide
και διακινείται επίσημα στην Ελλάδα από την VitalAire Hellas.

VitalAire
Home Healthcare
www.vitalaire.gr



inogen
www.inogen.com

Ανακτήστε την ανεξαρτησία σας με το
INOGEN ONE
και την **VitalAire**
Home Healthcare



Inogen, παντού & πάντα

INOGEN
οξυ



Το σύστημα Inogen One G4
(IS-400):

- ✓ 1,3 Kgr
- ✓ Ρύθμιση Ροής απο 1 έως 3
- ✓ Σχεδόν το μισό μέγεθος απο
το Inogen One G3
- ✓ Ενιαία λύση για το σπίτι και το ταξίδι

Air Liquide
HEALTHCARE

INOGEN ONE^{G3}



“Την μέρα που παρέλαβα το Inogen, πήρα πίσω την ζωή μου. Μπορώ να πάω για ψώνια, να ταξιδεύω, και να διανύω μεγάλες αποστάσεις με το αυτοκίνητο. Όλα είναι πλέον δυνατά” - Carol Z.

Βάρος	2,2 Kgr (μονή μπαταρία), 2,5 Kgr (διπλή μπαταρία)
Μέγεθος	Μήκος: 22cm Πλάτος: 7,5 cm Ύψος: 21 cm (με μονή μπαταρία)
Ροή Οξυγόνου	Κατ' επίκληση παλμός Πέντε ρυθμίσεις ροής 1,2,3,4,5
Τροφοδοσία	AC 100-240V, 50-60Hz (παγκόσμια χρήση) DC καλώδιο (για χρήση στο αυτοκίνητο)
Μπαταρία	Διάρκεια με την μονή μπαταρία έως 4,5 ώρες Χρόνος φόρτισης 2-4 ώρες Διάρκεια με την διπλή μπαταρία έως 9 ώρες Χρόνος φόρτισης 4-8 ώρες
Θόρυβος	39dBA*
Εγγύηση	3 έτη **
Λειτουργία	Απλουστευμένη λειτουργία σε ευανάγνωστη οθόνη



*Στην ρύθμιση 2
** 1 έτος για τις στήλες Ζεόλιθου & 1 έτος για την μπαταρία

INOGEN ONE^{G4}



Ελευθερία και ανεξαρτησία

Η αποκατάσταση της ελευθερίας και ο έλεγχος της μέρας σας, είναι που κάνει την Inogen τόσο ξεχωριστή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Inogen One βάζοντάς το στην πρίζα του σπιτιού σας, στον αναπηέρα του αυτοκινήτου, ή χρησιμοποιώντας την μπαταρία του που σας δίνει ώρες αυτονομίας. Εμπρός λοιπόν, μπείτε στο αμάξι για να κάνετε τις δουλειές σας ή να επισκεφθείτε την οικογένειά σας. Οι συσκευές Inogen One έχουν κατασκευαστεί για να σας ακολουθούν παντού, είτε στην πόλη, είτε στον δρόμο, είτε σε ταξίδι. Το που θα πάτε είναι πλέον στο χέρι σας, με το φορητό οξυγόνο Inogen One.

Παντού και Πάντα

Ζήστε Ελεύθερα

Οι φορητές συσκευές οξυγόνου Inogen One σας λύνουν τα χέρια καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σπίτι, στο ταξίδι και το πιο σημαντικό δεν χρειάζονται γέμισμα όπως οι κλασικές φιάλες οξυγόνου.

Βάρος	1,3 Kgr (μονή μπαταρία), 1,5 Kgr (διπλή μπαταρία)
Μέγεθος	Μήκος: 15cm Πλάτος: 6,8 cm Ύψος: 18 cm
Ροή Οξυγόνου	Κατ'επίκληση παλμός Τρεις ρυθμίσεις ροής 1,2,3
Τροφοδοσία	AC 100-240V, 50-60Hz (παγκόσμια χρήση) DC καλώδιο (για χρήση στο αυτοκίνητο)
Μπαταρία	Διάρκεια με την μονή μπαταρία έως 2,7 ώρες Χρόνος φόρτισης 3 ώρες Διάρκεια με την διπλή μπαταρία έως 5 ώρες Χρόνος φόρτισης 5 ώρες
Θόρυβος	40dBA*
Εγγύηση	3 έτη **
Λειτουργία	Απλουστευμένη λειτουργία σε ευανάγνωστη οθόνη

*Στην ρύθμιση 2
** 1 έτος για τις στήλες Ζεόλιθου & 1 έτος για την μπαταρία