








	Freestyle Comfort 8 cell	Freestyle Comfort 16 cell	Inogen G3 8 cell	Inogen G3 16 cell	Inogen G4 8 cell	Inogen G4 2X8 cell	Zen- O lite 8 cell	Sequal Eclipse 5	Zen - O
									
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ									
Κατασκευαστής	Caire	Caire	Inogen	Inogen	Inogen	Inogen	GCE	Sequal	GCE
Εμπορική διάθεση	2018	2018	2016	2016	2016	2016	2017	2016	2017
Ώρες λειτουργίας	-	-	24 ώρες	24 ώρες	24 ώρες	24 ώρες	-	24 ώρες	24 ώρες
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ									
Συνεχή Ροή	-	-	-	-	-	-	-	Από 1 έως 3	Από 1 έως 2
Ρύθμιση Παλμού	Από 1 έως 5	Από 1 έως 5	Από 1 έως 5	Από 1 έως 5	Από 1 έως 3	Από 1 έως 3	Από 1 έως 5	Από 1 έως 9	Από 1 έως 6
Βάρος	2,5 κιλά	2,7 κιλά	2,3 κιλά	2,5 κιλά	1,2 κιλά	1,2 κιλά	2,5 κιλά	8,3 κιλά	4,5 κιλά
Θόρυβος	38 dBA	38 dBA	39 dBA	39 dBA	40 dBA	40 dBA	37 dBA	40 dBA	38 dBA
Αυτονομία μπαταρίας ¹	Έως 8 ώρες	Έως 16 ώρες	Έως 4 ώρες	Έως 8 ώρες	Έως 2,5 ώρες	Έως 5 ώρες	Έως 4 ώρες	Έως 5 ώρες	Έως 4 ώρες
ΕΓΓΥΗΣΗ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ									
Μηχανικά μέρη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη	3 έτη
Στήλες Ζεόλιθου	3 έτη	3 έτη	1 έτος	1 έτος	1 έτος	1 έτος	1 έτος	3 έτη	3 έτη
Μπαταρία	1 έτος	1 έτος	1 έτος	1 έτος	1 έτος	1 έτος	1 έτος	1 έτος	1 έτος
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ									
Τιμή πώλησης	2800€	2950€	2800€	2950€	2950€	3150€	2800€	3150€	3000€
Τιμή Ενοικίασης ²	180€	220€	180€	220€	220€	250€	180€	250€	250€
Έκπτωση ³	-10%	-10%	-10%	-10%	-10%	-10%	-10%	-10%	-10%
Τιμή πώλησης με έκπτωση	2520€	2655€	2520€	2655€	2655€	2835€	2520€	2835€	2700€
Τιμή ενοικίασης με έκπτωση	135€	165€	135€	165€	165€	185€	135€	185€	185€

¹ Στην μέγιστη Ρύθμιση

² Εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα

³ Εφόσον υπάρξει ενοικίαση και του σταθερού συμπυκνωτή από την VitalAire Μέσω ΕΟΠΥΥ