

Freestyle Comfort



Inogen G5



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	CAIRE®	inogen
ΕΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	2018	2020
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΗΣ	Παλμική: 1-5	Παλμική: 1-6
ΒΑΡΟΣ	2,7 Kg	2,3 Kg
ΘΟΡΥΒΟΣ	38 dBA	40 dBA
Αυτονομία Μπαταρίας		
Ροή 1	16:00 ώρες	13:00 ώρες
Ροή 2	8:30 ώρες	10:00 ώρες
Ροή 3	6:00 ώρες	7:00 ώρες
Ροή 4	4:30 ώρες	4:50 ώρες
Ροή 5	4:00 ώρες	4:00 ώρες
Ροή 6	-	3:00 ώρες
Εγγύηση συσκευής	3 έτη	3 έτη (Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης εγγύησης στα 5 έτη με επιπλέον επιβάρυνση 150€)
Εγγύηση στηλών ζεόλιθου	3 έτη	1 έτος. (Εκτιμώμενη αντικατάσταση 1 ανα 1,5 έτη. Κόστος στηλών 165€)
Τιμές Πώλησης	€2850	€2800
Τιμές Πώλησης εφόσον υπάρξει συνεργασία και στον σταθερό συμπυκνωτή	€2707	€2660
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και έως 12 δόσεις		

Freestyle Comfort:

- autoSAT®

Τέλος το FSC v2.0 είναι εξοπλισμένο με την τεχνολογία AutoSat για σταθερή παροχή σε κάθε ανάσα, παρόμοια με το Eclipse 5. Η τεχνολογία αυτή βοηθά να διατηρείται σταθερό το μίγμα FiO₂, ρυθμίζοντας την συσκευή ανάλογα με τις εναλλαγές της αναπνευστικής συχνότητας του ασθενή. Όπως το cruise control κρατά σταθερή ταχύτητα στο αυτοκίνητο, έτσι και το AutoSat ρυθμίζει την απόδοση του φορητού συμπυκνωτή για να διασφαλίσει την παροχή της συνταγογραφημένης ποσότητας οξυγόνου, ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής ξεκουράζεται ή ασκείται.

Με μια ματιά

- ✓ 3 έτη εγγύηση συμπεριλαμβανομένων των στηλών ζεόλιθου
- ✓ Μόλις 2,3 κιλά
- ✓ Πιστοποίηση FAA για χρήση στο αεροπλάνο
- ✓ Αυτονομία έως και 16 ώρες!!!
- ✓ Νέα βελτιωμένη έκδοση v2.0



Inogen One G5

Αντικαταστάσιμες Στήλες ζεόλιθου

Η Inogen είναι η μόνη εταιρεία παγκοσμίως που σας δίνει την δυνατότητα να κάνετε μόνοι σας την βασικότερη συντήρηση που θα χρειαστεί το μηχάνημα στην πάροδο του χρόνου. Η καρδιά του μηχανήματος είναι οι στήλες ζεόλιθου. Η δουλειά τους είναι σας δίνουν όσο το δυνατόν πιο καθαρό οξυγόνο γίνεται. Από την φύση τους όμως φθείρονται και χρειάζονται αντικατάσταση. Για να αποφύγετε την αποστολή στην VitalAire για συντήρηση, η Inogen έχει φτιάξει ένα κιτ που σας αποστέλλουμε στο σπίτι σας. Με αυτό τον τρόπο δεν κάνετε δευτερόλεπτο από την ανεξαρτησία σας όταν θα έρθει αυτή η ώρα.

Με μια ματιά

- ✓ Ο ισχυρότερος φορητός σε σχέση με το μέγεθός του
- ✓ Βάρος 2,1 κιλά με την μονή μπαταρία
- ✓ Ροές από 1 έως 6
- ✓ Κιτ στηλών που αντικαθίστανται στο σπίτι από τον χρήστη
- ✓ Μονή ή διπλή μπαταρία για αυτονομίες έως και 13 ώρες
- ✓ Πολλά αξεσουάρ διαθέσιμα